



Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
<b>6 / 12 – KANAL-GERÄTE</b>		
NK:ECG-2350	<b>NIHON KOHDEN cardiofax M ECG-2350</b>	3500,00
	12-Kanal 7“-LCD-Farb-Display mit Herzfrequenz und Artefaktanzeige, Vermessung und Interpretation Ruhe-EKG, manuelle und automatische Aufzeichnung, 3 Minuten Hintergrundspeicher, Thermokammschreiber 210 mm, integrierte alphanumerische Tastatur <b>Inklusive Zubehör und Akku !!!</b>	
NK:QP-230E	<b>Software Option synECi18</b>	1599,00
	synthetisiertes 18-Kanal-EKG mit erweiterten Brustwandableitungen	
NK:KD-105E	<b>Gerätewagen für ECG-1250/1350/2350</b>	298,00
		
NK:KH-100D	<b>Patientenkabelhalterung</b>	120,00
BL:170020280	<b>Registrierpap. f. NIHON KOHDEN ECG-2350/1350/9132</b>	6,52
	Faltbuch 210 mm * 30 m, 214 Blatt, Blattlänge 140 mm NKD-A054, VE=10	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:ECG-2450	<b>Cardiofax V ECG-2450</b>	4990,00
	12,1 Zoll Farb-TFT Display Touchscreen, 3-4-6-12 oder 15-Kanal EKG-Ausschrieb, EKG-Interpretations- und Vermessungsprogramm ECAPS 12, Netz-/Akkubetrieb, manuelle und automatische Aufzeichnung, 10 Min Speicher, 12 Kanal Rhythmusanalyse), Thermokammschreiber 210 mm (DIN A4), Onscreen-Bedienungsanleitung, auswechselbare Einzelleitungen, 4x USB Anschlüsse, Netzwerkanschluss, 2 x RS-323, Slot für SD-Karte, Interner Speicher für bis zu 4800 EKGs <b>Optionen:</b> SD Karte zur Speicherung von ca. 12.400 EKGs, Daten Management Software polaris.one für PC, synECi18, Ergometriesoftware	
NK:QP-254E	<b>Software Option synECi18</b>	1599,00
	synthetisiertes 18-Kanal-EKG mit erweiterten Brustwandableitungen	
NK:YD-212D	<b>Zubehör für CARDIOFAX G ECG-2450</b>	750,00
	bestehend aus: Netzkabel, Digitale Eingangsbox mit Kabel, Elektroden, 1x Papier, 1x Elektrodengel	
NK:X078	<b>Akku für ECG-2450/2550</b>	360,00
NK:QP-246E	<b>Ergometriesoftware für ECG-2450</b>	990,00
	EKG-Gerät steuert das Ergometer	
NK:NKD-Ergokabel	<b>Anschlußkabel für Ergoline Ergometer</b>	125,00
BL:170023896	<b>Registrierpapier für ECG-1550/2550, cardiofaxV/G</b>	6,99
	Faltbuch, 210 mm * 295 mm, 170 Blatt VE=10 NK:210-5-295	
NK:KD-107D	<b>Gerätewagen für ECG-2450</b>	660,00
	790 mm hoch	
NK:KD-107E	<b>Gerätewagen für ECG-2450</b>	660,00
	890 mm hoch	
NK:DI-023D	<b>Mittelablage für KD-107</b>	118,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:DI-024D	<b>Schubkasten für KD-107</b>	95,00
NK:DI-025D	<b>Ablageset für KD-107</b>	118,00
NK:KH-220D	<b>Patientenkabelhalterung für ECG-2450</b>	270,00
NK:ECG-2550	<b>Cardiofax G ECG-2550</b>	6400,00
	15 Zoll Farb-TFT Display (1024x768 Pixel) Touchscreen, 12-15- oder 18-Kanal EKG-Ausschrieb, EKG-Interpretations- und Vermessungsprogramm ECAPS 12, Netz-/Akkubetrieb, manuelle und automatische Aufzeichnung, 10 Min Speicher, 12 Kanal Rhythmusanalyse), RR-Variabilität, Thermokammschreiber 210 mm (DIN A4), Onscreen-Bedienungsanleitung, auswechselbare Einzelleitungen, 4x USB Anschlüsse, Netzwerkanschluss, Slot für SD-Karte, Interner Speicher für bis zu 800 EKGs Optionen: SD Karte zur Speicherung von ca. 48.000 EKGs, Daten Management Software polaris.one für PC optional	
NK:QP-254E	<b>Software Option synECi18</b>	1599,00
	synthetisiertes 18-Kanal-EKG mit erweiterten Brustwandableitungen	
NK:YD-254D	<b>Zubehör für CARDIOFAX G ECG-2550</b>	900,00
	bestehend aus: Netzkabel, Digitale Eingangsbox mit Kabel, Elektroden, 1x Papier, 1x Elektrodengel	
NK:X078	<b>Akku für ECG-2550</b>	360,00
BL:170023896	<b>Registrierpapier für ECG-1550/2550, cardiofaxV/G</b>	6,99
	Faltbuch, 210 mm * 295 mm, 170 Blatt VE=10 NK:210-5-295	
NK:KD-106E	<b>Gerätewagen für ECG-2550/1550</b>	660,00
		
NK:KH-210D	<b>Patientenkabelhalterung für ECG-2450/2550</b>	270,00
ST:3000-117	<b>Medi-box für EKG ECG-2550</b>	315,00
	Adapterbox zum Konnectieren einer Strässle Saugelektrodenanlage an ein EKG Nihon Kohden ECG-2450/2550	