








Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

DEFIBRILLATOREN



DEF:DCE-110G	Lifeline AED defibtech  <p>Lieferumfang: - Lifeline AED(Halbautomat) Garantie 5 Jahre. - Inkl. Batterieeinheit mit 7-Jahres Standbyzeit, - inkl. Satz Defibrillationselektroden, - inkl. 9 Volt Selbsttestbatterie - inkl. Kurzanleitung, Benutzer-Handbuch & MP-Buch.</p> <p>Technische Daten: biphasische Schock-Form 150Joule, bis zu 300 Entladungen, Ladezeit < 6s, Standby-Zeit bis zu 7 Jahre, 20min interner EKG-Speicher, Zustandsanzeige optisch und akustisch, tgl. Selbsttest, Abmessungen 22x30x7cm, Gewicht 2kg, Garantie 8 Jahre</p>	1295,00
DEF:DCF-E130G	Lifeline Auto AED defibtech  <p>Vollautomatischer Frühdefibrillator (Ein-Tasten-Bedienung) Lieferumfang und techn. Daten: wie Lifeline AED</p>	1395,00
DEF:DDP-100	Einmal-Defibrillationselektroden Erw. für Lifeline AED  <p>für Erwachsene, 2 Jahre haltbar, Stecker außenliegend</p>	55,00
DEF:DDP-200P	Einmal-Defibrillationselektroden Kinder für Lifeline AED <p>für Kinder < 8 Jahre, 2 Jahre haltbar, Stecker außenliegend</p>	95,00
DEF:DCF-210	Ultra-Langzeit-Batterie für Lifeline AED  <p>7 Jahre Standby, bis zu 300 Defibrillationen</p>	259,00
DEF:DDC-50AE	Speicherkarte AE (Audio Enabled) für Lifeline AED <p>Ermöglicht das Aufzeichnen von Umgebungsgeräusch und EKG Daten für bis zu 50 Minuten.</p>	77,00







Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
DEF:MAC-100S	Tragetasche für Lifeline AED (groß)	89,00
	Funktionstasche für den mobilen Einsatz, tragbar mit Rucksackgurten, Schultergurt oder Griff. Über Reißverschluss schnell komplett zu öffnen. Sichtfeld auf Statusanzeige, Seitentaschen für z.B. Batterie Reflektorstreifen, aufgeprägtes AED Symbol, Inklusive Safeset (Kleiderschere, Trochentuch, Rasierer, Beatmungsmaske, Handschuhe)	
DEF: DAC-300E	Von Elektroden DDP-100 Adapter	98,00
	zu Physio Control, Quick Combo	
DEF: DAC-310E	Von Elektroden DDP-100 Adapter	98,00
	Zu Zoll Medical, M Serie	
DEF:DCF-E2310G	Lifeline VIEW AED defibtech	1595,00
	Weltneuheit mit Erste Hilfe-Display! Lieferumfang: - Lifeline VIEW (Halbautomat) - inkl. Batterie mit 4-Jahre Standby Zeit - inkl. Satz Defibrillationselektroden - inkl. Kurzanleitung, Benutzer-Handbuch und MP-Buch Technische Daten: biphasische Schock-Form 150 Joule, bis zu 150 Entladungen, Ladezeit < 4s, Standby-Zeit bis zu 4 Jahre, 60min interner EKG-Speicher, Zustandsanzeige optisch und akustisch, tgl. Selbsttest, Abmessungen 24x19x6cm, Gewicht 1,4kg Garantie 8 Jahre	
DEF:DCF-E2460G	AED Lifeline ECG	2095,00
	Wie Lifeline View AED, zusätzlich mit EKG-Darstellung Lieferumfang: - Lifeline ECG (Halbautomat) - inkl. Batterie mit 4-Jahre Standby Zeit - inkl. Satz Defibrillationselektroden - inkl. Kurzanleitung, Benutzer-Handbuch und MP-Buch Garantie 8 Jahre	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
DEF: DCF-E2460GP	Lifeline ECG Profiset	2525,00
	zusätzlich im Lieferumfang enthalten: EKG Patientenkabel, Akku (statt Batterie) und Ladestation	
DEF:DCF-E2410G	Lifeline PRO defibtech	2395,00
	<p>Einfach und schnell für Profis, das 4in1 Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manueller Defibrillator • Automatischer Defibrillator mit EKG Ansicht • Automatischer Defibrillator mit Video Ansicht • Patientenüberwachung mit 3-Kanal-EKG <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. Batterie mit 4-Jahre Standby Zeit - inkl. Satz Defibrillationselektroden - inkl. Kurzanleitung, Benutzer-Handbuch und MP-Buch <p>Technische Daten: biphasische Schock-Form mit Energieauswahl von 25-200 Joule im manuellen Modus, fix 150J im AED-Modus, bis zu 125 Entladungen, Standby-Zeit bis zu 4 Jahre, 60min interner EKG-Speicher, Zustandsanzeige optisch und akustisch, tgl. Selbsttest, Abmessungen 24x19x6cm, Gewicht 1,4kg Garantie 8 Jahre</p>	
DEF: DCF-E2410GP	Lifeline PRO Profiset	2795,00
	zusätzlich im Lieferumfang enthalten: EKG Patientenkabel, Akku (statt Batterie) und Ladestation	
DEF: DCF-E2310D3	Lifeline VIEW AED DUAL	1695,00
	Wie Lifeline VIEW AED, zusätzlich mit englischer Sprache. Integriertes zweites Sprachmodul, angedeutet mit Landesfahne und über Softkeytaste einfach auswählbar	
DEF:DDP-2001	Einmal-Defibrillationselektroden Erw. Lifeline PRO	67,00
	und VIEW. Überwachung bzgl. Haltbarkeit (2J) & Funktion	
DEF:DDP-2002	Einmal-Defibrillationselektroden Kinder Lifeline PRO	103,00
	und VIEW. Überwachung bzgl. Haltbarkeit (2J) & Funktion Reduziert Energieniveau auf 50J, für Kinder < 8 Jahre bzw. < 25 kg Körpergewicht	
DEF:DAC-2021	EKG-Patientenkabel für Lifeline PRO	220,00




Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
DEF:DCF-2003	Langzeitbatterie Lifeline PRO/VIEW 4 Jahre Standby bzw. 125 Defibrillationen	225,00
		
DBP-2009	Wiederaufladbare Batterie für DDU-2000 Serie Kapazität: 250 Defibrillationen oder 12 Stunden Dauerbetrieb	295,00
		
DBC-E2001DE	Ladestation für wiederaufladbare Batterie Ladeschale für Akku DBP-2009. Ladedauer unter 3 Stunden, inkl. Netzteil	195,00
		
DEF:DAC-2000	Lifeline VIEW/ECG/PRO Elektroden Adapter zu Physio Control, Quick Combo	98,00
		
DEF:DAC-2010	Lifeline VIEW/ECG/PRO Elektroden Adapter Zu Zoll Medical, M Serie	98,00
		

Passende Wand-Halterungen und Schränke:

DEF:MKA-101	Wandschrank mit Alarmsicherung Ein lauter Alarm ertönt, wenn der Schrank geöffnet wird. - Komplett vormontiert, Stahlblech pulverbeschichtet - Inkl. 1 Satz Schrauben/Dübel - Farbe: rapsgelb (RAL1021) MKA-101 oder lichtgrau (RAL7035) MKA-100 - Abmessungen HxBxT [cm]: 40x40x20 optional empfohlen: Wandhalter MAC-B100V (Einbau in den Wandschrank)	215,00
		
DEF:MKA-102	Wandschrank verschließbar mit Noteinschlagscheibe zur Entriegelung / Öffnung. - Komplett vormontiert, Stahlblech, Schloss - Schiene zur Montage Halterung - Inkl. 1 Satz Schrauben/Dübel, 1 Schlüssel - Farbe: Reinweiß (RAL9010) - Abmessungen HxBxT [cm]: 40x40x20 (Ersatz Dünnglasscheibe MKA-140 EUR 7,50)	249,00
		

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
DEF:KFZ-2000	Kraftfahrzeug-Halterung DDU-2000 Serie	295,00
	zur Montage in Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen - 20G crash getestet - innovative Einhandverriegelung - geprüft nach DIN EN 1789 u. CS 27 - geringes Gewicht und Einbautiefe - Aufbewahrung auch in Tascheömgf.	
DEF:MAC-B100	Wandhalter für Lifeline AED	59,00
	Sichere Aufbewahrung, einfache Entnahme. Kann auch in die Wandschränke der MKA Serie eingebaut werden. (Wandhalterung für Lifeline VIEW: MAC-B100V)	
DEF:DAC-2100	Hartschalen-Tragetasche für Lifeline PRO/VIEW	110,00
	Mit komplettem Sichtfenster auf der Vorderseite, Reißverschlussöffnung, extra Fach für Aufbewahrung von Extra Elektrode, Batterie (Magnetverschluss)	
DEF:MAC-110S	Safeset	29,00
	Beutel mit Inhalt bestehend aus: Kleiderschere, Trockentuch, Brusthaar-Rasiermesser, Beatmungsmaske und Handschuhen.	
DCB-DE110	DefibCom Fernüberwachung Wandhalter	199,00
	- Fernüberwachung - Präsenz Registrierung - E-Mail und SMS-Nachricht Service bei Entnahme und Fehlermeldung AED - Überwachungssoftware für Großkunden - M2M-Kommunikation, nur Handyempfang notwendig Zzgl. monatliche Kosten von EUR 5,- für SIM Karte	
MAC-150S	AED Kunststoff Schild	27,00
	Abmessung: 15x15cm	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:TEC-8321	NIHON KOHDEN TEC-8321	5250,00
	biphasische Impulsform, eingebauter Drucker, täglicher Selbsttest, Energieabgabe über externe Paddles, Einweg-Elektroden oder interne Löffelektroden, zur Überwachung von EKG, SpO2, Temperatur; 1 Multikonnektor-Anschluss dient zum Monitoring von CO2 oder IBP.	
NK:TEC-8322	NIHON KOHDEN TEC-8322	5415,00
	zur Überwachung von EKG, SpO2, Temperatur; 2 Multikonnektor-Anschlüsse dienen zum Monitoring von CO2 und IBP.	
NK:TEC-8332	NIHON KOHDEN TEC-8332	6100,00
	zur Überwachung von EKG, SpO2, Temperatur; 2 Multikonnektor-Anschlüsse dienen zum Monitoring von CO2 und IBP; integrierter nichtinvasiver Schrittmacher	
NK:TEC-8342	NIHON KOHDEN TEC-8342	6715,00
	zur Überwachung von EKG, SpO2, Temperatur, NIBP; 2 Multikonnektor-Anschlüsse dienen zum Monitoring von CO2 und IBP	
NK:TEC-8352	NIHON KOHDEN TEC-8352	7400,00
	zur Überwachung von EKG, SpO2, Temperatur, NIBP; 2 Multikonnektor-Anschlüsse dienen zum Monitoring von CO2 und IBP; integrierter nichtinvasiver Schrittmacher	
NK:SB-831V	Batterie für TEC-83xx	660,00
NK:ND-831V	Externe Plattenelektroden für TEC-83xx	660,00
NK:DP-831V	Halterung für ext. Plattenelektroden für TEC-83xx	132,00
NK:JC-865V	Adapterkabel für Einweg-Klebeelektroden für TEC-83xx	352,00
NK:AC-831V	Modul / Option 12-Kanal-EKG für TEC-83xx	1144,00
NK: KD-831V	Gerätewagen für TEC-8300-Serie	1050,00
NK: YZ-047H4	Betthaken für TEC-8300	88,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:TEC-5621G	NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-5621G	3930,00
	biphasische Impulsform, eingebauter Drucker, täglicher Selbsttest, AED, Manuelle Defibrillation, 6.5" TFT Farbdisplay, 3 Kanal Thermokammschreiber, 4 Kurven und 8 numerische Parameter, Schnelle Aufladezeit: < 4 Sek. für 200J und 5 Sek. für 270J Integrierter Elektrodenimpedanztest mit Anzeige im Paddle, doppelte Dokumentationsmöglichkeit durch interne Speicherung von Defibrillationsvorgängen und/oder automatisch startenden Ausdruck des Defibrillationsberichtes, Defibrillationen mit Platten-, Einweg- oder internen Elektroden, integrierte Kinderelektroden, einstellbare Alarmgrenzen, Rauschfilter für EKG-Monitoring unter OP-Bedingungen, integrierter Test für Hochspannungskondensator und Akkufunktion optional CO2 und SpO2 Messung Lieferung inklusive Akku und EKG-Kabel	
NK:TEC-5631G	NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-5631G	5130,00
	Wie TEC-5621G, mit integr. nichtinvasiven Schrittmacher	
NK:X065	Akku für TEC-55xx / -77xx / 56xx	150,00
NK:QI-564V	Multiparameter/SpO2 Unit	320,00
	nötig zur SpO2- und CO2 (Mainstream) Messung	
NK:K342A	Adapterkabel für Einmal-Pads TEC-5600/8300	352,00
	Kabellänge 3,5 m (JC-855V) mit R2 Stecker NKD-H 405/406	
NK:KD-561V	Gerätewagen für TEC-56xx	990,00
		
NK:F015	Elektrodengel "Gelaid"	25,56
	Kontaktgel für Defibrillatoren-Tube a 100g VE= 5 Stück	
Das Zubehör für Nihon Kohden Patientenmonitore ist für die Defibrillatoren TEC-8300 und TEC-5600 einsetzbar!		