














Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

ELEKTRODEN-SAUGANLAGEN

ST:DT-100-1,3	Strässle DT 100 Elektrodensauganlage  <p>Bewährtes Tischmodell; Montagesätze für diverse Gerätewagen verfügbar- kontaktieren Sie uns! Die Anlage verfügt über eine bewährte Regeltechnik in vier Druckstufen und besitzt eine Ausblasautomatik- vor und nach jeder Anwendung. Bestehend aus Vakuumeinheit, 6 Vakuumleitungen 1 m, 4 Vakuumleitungen 1,3 m, Tragarm, Tischhalterung, Fernbedienung</p>	2249,00
ST:DT-100-1,3A	DT 100, Akkuversion Wie DT-100-1,3, mit Akku	2560,00
ST:DT-100-T	DT 100, mit Teleskop-Arm  <p>mit neuem Tragarm T Vorteile: teleskopierbarer Arm, komfortable Höhenverstellung, Einhandbedienung, Drehdämpfung im Fußstück, um 360° drehbar 6 Vakuumleitungen 1 m, 4 Vakuumleitungen 1,3 m</p>	2177,00
ST:DT-100-TA	DT 100 mit Teleskop-Arm, Akkuversion Wie DT-100-T, mit Akku	2478,00
ST:DT-100 plus-1,3	DT 100 plus  <p>Die mobile Lösung für den Praxisorientierten Einsatz. Bestehend aus Vakuumeinheit, 6 Vakuumleitungen 1 m, 4 Vakuumleitungen 1,3 m, Tragarm, Transportwagen, Fernbedienung</p>	2517,00
ST:DT-100plus-1,3A	DT 100 plus, Akkuversion Wie DT-100 plus, mit Akku	2829,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ST:4000-301	DT 80 Elektrodensauganlage	1926,00
	Tischmodellversion Kleine Vakuumeinheit mit großem Tragarm, konzipiert für die gelegentliche Anwendung in der Arztpraxis. Die Anlage verfügt über eine bewährte Regeltechnik in vier Druckstufen und besitzt eine Ausblasautomatik- vor und nach jeder Anwendung.	
ST:4000-303	DT 80 plus	2195,00
	Standmodellversion Das Gehäuse mit der Vakuumpumpe ist mit einem stabilen Klettverschluß zwischen Gehäuseboden und Grundplatte verankert. Breite 38 cm, Tiefe 40 cm, 4 Gleitrollen, davon 2 feststellbar	
ST:4000-202	DT100C EKG-Saugelektrodenanlage	2358,00
	Tischmodellversion Der Tragarm ist in Stahlausführung und hat eine flexibel austarierende Gelenkeinheit, die mit einem Arretierknopf mit Raste für jeweils 90° Schwenkposition ausgerüstet ist. Bestehend aus Vakuumeinheit, 6 Vakuumleitungen 1 m, 4 Vakuumleitungen 1,3 m, Tragarm C, Tischhalterung, Fernbedienung	
ST:4000-204	DT100C, Akkuversion	2659,00
	Wie ST:4000-202, mit Akku	
ST:4000-205	DT100C plus	2619,00
	Standmodellversion in robuster Stahlausführung bestehend aus Vakuumeinheit, 6 Vakuumleitungen 1 m, 4 Vakuumleitungen 1,3 m, Tragarm C, Transportwagen, Fernbedienung	
ST:4000-206	DT100C plus, Akkuversion	2920,00
	Wie ST:4000-205, mit Akku	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ST:4000-406	EASY II EKG-Saugelektrodenanlage Konzipiert für gelegentliche Anwendungen Bestehend aus: Verteilerkopf mit integriertem Defibrillationsschutz, 6 Vakuumleitungen 1m, 4 Vakuumleitungen 1,3m, Unterdruck-Patientenleitung, Vakuumeinheit, Fernbedienung.	1568,00
		
ST:4000-002	Ersatzelektrode 1 m	48,20
ST:4000-004	Ersatzelektrode 1,3 m	54,20
ST:2000-159	Satz Codierscheiben	5,38
ST:1000-160	Elektroden-Distanzhalter Set 2x2er Halter, 2x 3er Halter	20,90
		
ST:3000-124	Saugleitungshalter I für DT100/DT80	40,95
ST:3000-105	Saugleitungshalter Satz V für Tragarm T (komplett)	40,95
ST:4000-060	Montagesatz DT 100 für Cardiomobil	106,00
ST:4000-022	Montagesatz DT 100 für Cardiomobil, Tragarm T und C	106,00
ST:4000-018	Montagesatz DT 100 für Vacucar Halterung mit Gegendruckplatte und Gewindebohrungen	106,00
		
ST:3000-122	Adapterbox für EKG MAC 5000 zum Konnectieren einer Strässle Saugelektrodenanlage an ein EKG MAC-5000	315,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
S:300200	Elektrodenleitung zu Unisog Länge 130 cm, neutral	64,50
S:300230	Elektrodenleitung zu Unisog Länge 150 cm, neutral	64,50
S:0685245	Elektrodenleitungssatz zu Unisog, extra lang, Set 1 6 x Brustwand, Länge 130 cm und 4 x Extremitäten, Länge 150 cm	645,00
		
S:0685246	Elektrodenleitungssatz zu Unisog, extra lang, Set 2 6 x Brustwand, Länge 150 cm und 4 x Extremitäten, Länge 170 cm	645,00
S:0685247	Elektrodenleitungssatz zu Unisog, extra lang, Set 3 6 x Brustwand, Länge 150 cm und 4 x Extremitäten, Länge 180 cm	645,00
S:0685248	Elektrodenleitungssatz zu Unisog, XXL 6 x Brustwand, Länge 200 cm und 4 x Extremitäten, Länge 200 cm	785,00
S:300109	Elektrodenaufkleber für Unisog C1 - C6, F, N, L, R (1Satz)	6,60
OL:01 Kombi	Elektrodenleitung Extremitäten Cardio-Vac Mod. vor 93	62,00
		
OL:02 Kombi	Elektrodenleitung Brustwand Cardio-Vac Mod. vor 93	62,00
OL:000-0011	Elektrodenleitung Brustwand Cardio-Vac Mod. 93	
		
OL:000-0012	Elektrodenleitung Extremitäten Cardio-Vac Mod. 93	62,00
OL:000-001	Elektrodenleitung Extremitäten Cardio-Vac Mod. 98	62,00
		
OL:000-002	Elektrodenleitung Brustwand Cardio-Vac Mod. 98	62,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
HE:21732801	Sauglelektrode zu Kiss	23,00
HE:38401590	Saugleitungen für KISS-Sauganlage, Satz mit 10 Ltg.	525,00
HE:93204775	Filter zu Kiss-Elektrodenleitungen, VE=100 Stück	11,00
HE:30344376	Elektrodenleitung zu Kiss, NST., IEC, 127cm	56,00
HE:30344376	Elektrodenleitung zu Kiss, NAX., IEC, 127cm	56,00
HE:30344374	Elektrodenleitung zu Kiss (N)	56,00
HE:30344373	Elektrodenleitung zu Kiss (R)	56,00
HE:30344372	Elektrodenleitung zu Kiss (L)	56,00
HE:30344371	Elektrodenleitung zu Kiss (F)	56,00
HE:30344365	Elektrodenleitung zu Kiss (C1)	56,00
HE:30344366	Elektrodenleitung zu Kiss (C2)	56,00
HE:30344367	Elektrodenleitung zu Kiss (C3)	56,00
HE:30344368	Elektrodenleitung zu Kiss (C4)	56,00
HE:30344369	Elektrodenleitung zu Kiss (C5)	56,00
HE:30344370	Elektrodenleitung zu Kiss (C6)	56,00
erg305.310	Elektrodenleitung System 2000, Länge 1,0 m Kennzeichner erg305.350 wird zusätzlich benötigt 1 St. Saugleitung mit Saugnapf Ag/AgCl Länge 1.0 m	89,00
		
erg305.320	Elektrodenleitung System 2000, Länge 1,3 m	93,00
erg705.361	Kennzeichner-Satz kpl. für Elektrodenleitungen <i>1 Satz Kennzeichner (je 1 x C1 bis C6, F, L, N, R)</i>	19,90
erg705.360	Kennzeichner-Satz Reha für Elektrodenleitungen	15,90
erg305.360	Elektrodenleitung System 2000, Standard-Satz 6 St. Saugleitung 1,0 m, 4 St. Saugleitung 1,3 m 1 Satz Kennzeichner (je 1 x C1 bis C6, F, L, N, R)	775,00
erg705.082	Elektrodenleitung System 2000, Reha-Satz 3 x Saugleitung 1,3 m, mit Kennzeichner (je 1 x R, L, N)	252,00