






Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**LARYNGOSKOPE**

DEH:D-4619	<b>Einmal-Laryngoskop Miller 00</b>	7,50
	Ergonomischer Handgriff mit klappbarem Metallspatel, helles blau-weißes LED-Licht, Betrieb mit 2x AA-Batterien (nicht enthalten), Spatel: Länge 67mm, Breite 11,8mm	
DEH:D-4620	<b>Einmal-Laryngoskop Miller 0</b>	7,50
	Spatel: Länge 78mm, Breite 11,8mm	
DEH:D-4621	<b>Einmal-Laryngoskop Miller 1</b>	7,50
	Spatel: Länge 103mm, Breite 11,8mm	
DEH:D-4622	<b>Einmal-Laryngoskop Miller 2</b>	7,50
	Spatel: Länge 155mm, Breite 13,7mm	
DEH:D-4623	<b>Einmal-Laryngoskop Miller 3</b>	7,50
	Spatel: Länge 195mm, Breite 13,7mm	
DEH:D-4624	<b>Einmal-Laryngoskop Miller 4</b>	7,50
	Spatel: Länge 205mm, Breite 13,7mm	
DEH:D-4642	<b>Einmal-Laryngoskop Macintosh 2</b>	7,50
	Spatel: Länge 100mm, Breite 11,3mm	
DEH:D-4643	<b>Einmal-Laryngoskop Macintosh 3</b>	7,50
	Spatel: Länge 130mm, Breite 15,0mm	
DEH:D-4644	<b>Einmal-Laryngoskop Macintosh 4</b>	7,50
	Spatel: Länge 155mm, Breite 15,0mm	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
DEH:D-4220E	<b>DEHAS Laryngoskop-Set TruLED Erwachsene</b>	133,00
	Bestehend aus: Handgriff Erwachsene, mit Akku und Ladegerät Aus Edelstahl, mit Silikonhülle, >2500 Lux, weißes LED-Licht, 10h Akkulaufzeit	
DEH:D-4221E	<b>DEHAS Laryngoskop-Set TruLED Pädiatrie</b>	175,00
	Handgriff Pädiatrie, sonst wie Erwachsene-Set	
DEH:D-4231	<b>Mehrweg-Spatel Macintosh 1 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 90mm, Breite: 9mm, Kaltlicht	
DEH:D-4232	<b>Mehrweg-Spatel Macintosh 2 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 100mm, Breite: 12mm, Kaltlicht	
DEH:D-4233	<b>Mehrweg-Spatel Macintosh 3 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 130mm, Breite: 15mm, Kaltlicht	
DEH:D-4234	<b>Mehrweg-Spatel Macintosh 4 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 155mm, Breite: 15mm, Kaltlicht	
DEH:D-4249	<b>Mehrweg-Spatel Miller 00 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 64mm, Breite: 11,5mm, Kaltlicht	
DEH:D-4250	<b>Mehrweg-Spatel Miller 0 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 75mm, Breite: 11,5mm, Kaltlicht	
DEH:D-4251	<b>Mehrweg-Spatel Miller 1 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 102mm, Breite: 11,5mm, Kaltlicht	
DEH:D-4252	<b>Mehrweg-Spatel Miller 2 für TruLED</b>	35,00
	Länge: 155mm, Breite: 14mm, Kaltlicht	
DEH:D-4322	<b>Einmal-Spatel Miller 2 für TruLED, VE=20Stck</b>	77,00
	Weitere Größen auf Anfrage	
DEH:D-4342	<b>Einmal-Spatel Macintosh 2 für TruLED, VE=20Stck</b>	77,00
	Weitere Größen auf Anfrage	
DEH:D-42143000	<b>Akku-Einsatz für TruLED-Laryngoskop Erwachsene</b>	93,50
DEH:D-42103000	<b>Akku-Einsatz für TruLED-Laryngoskop Pädiatrie</b>	93,50

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
DEH:D-4130E	<b>TruView PCD Video-Laryngoskop Komplett-Set</b>	5390,00
	Komplett-Set, bestehend aus: 4 Spatel (Gr. 0, 1, 3, 4) mit Optik, 4 OptiShape Stylet, 2 Handgriffe (gr./kl.) LED mit Akku und Ladegerät, 5,6"-Bildschirm mit Kamera Verbesserte Larynx-Darstellung von Vorteil bei schwierigen Intubationen, Sauerstoff-Flow verhindert Beschlagen der Linse	
DEH:D-4161E3S	<b>TruView PCD Set 3 Erwachsene</b>	899,90
	LED-Griff (groß) inkl. Akku und Ladegerät, 1x Spatel inkl. Optik (Gr.3)	
DEH:D-4168E3S	<b>TruView PCD Set 1 Kinder</b>	1155,00
	LED-Griff (klein) inkl. Akku und Ladegerät, 1x Spatel inkl. Optik (Gr.1)	
DEH:D-4168E3S	<b>TruView PCD Set 2 Kinder groß</b>	1155,00
	LED-Griff (klein) inkl. Akku und Ladegerät, 1x Spatel inkl. Optik (Gr.2)	
DEH:D-4140E	<b>TruView PCD-LCD Monitor</b>	1445,00
	5,6"-Monitor inkl. Kamera und Ladegerät	
DEH:D-4142-l	<b>Monitorhalter lang</b>	156,00
DEH:D-4143-k	<b>Monitorhalter kurz</b>	143,00
DEH:D-4100E3	<b>TruView PCD Spatel Größe 0</b>	1195,00
		
DEH:D-4101E3	<b>TruView PCD Spatel Größe 1</b>	1195,00
DEH:D-4102E3	<b>TruView PCD Spatel Größe 2</b>	1195,00
DEH:D-4103E3	<b>TruView PCD Spatel Größe 3</b>	790,00
DEH:D-4104E3	<b>TruView PCD Spatel Größe 4</b>	790,00