

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
LANGZEIT-BLUTDRUCKMESSGERÄTE		
MS:AAG121213	MEDSET Langzeit-Blutdruck Paket (3 Manschetten)	1.680,00
	zur Aufnahme und Auswertung von Langzeit-Blutdruck-Messungen und Datenerübertragung Leistungsmerkmale Software: Recorder-Assistent, individuelle Wach-/Schlafphasen, graphische und numerische Auswertung (Systole, Diastole, MAD, HBP, Puls), Histogramme, Scattergramme, pdf-Export, Client/Server-Installation im Netzwerk Lieferumfang: 1 Lizenz für SCANLIGHT Software, Recorder SCANLIGHT III, Tragetasche mit Gurt, 3 Manschetten S-L, Gebrauchsanweisung, PADSY-Auswertesoftware	
MS:BBZ5060	Bluetooth / USB Adapter	50,00
	Dongle zur kabellosen Verbindung PC < > Recorder	
MS:AAG121002	Langzeit-Blutdruck Recorder-Set, SCANLIGHT III	1.380,00
	Lieferumfang: Recorder, Bügel-Armmanschette M, Recordertasche, Gebrauchsanweisung	
MS:AAG122102	Langzeit-Blutdruck Auswerte-Software SCANLIGHT	500,00
	zur Auswertung von Aufnahmen mit Langzeit-Blutdruck-Recorder, Typ SCANLIGHT II und III, BOSO Typ TM2430 PC2 und Spacelabs 90207 (Firmware Version 2.16/2.17, weitere Typen auf Anfrage). Lieferumfang: 1 Lizenz SCANLIGHT inkl Software PADSY	
MS:AAG1271-96	Zusatzlizenz SCANLIGHT	50,00
	Namensbezogene Zusatzlizenz für das parallele Arbeiten eines weiteren Anwenders im Netzwerk	
MS:AAZ1200-02	Recordertasche mit Hüft- bzw. Schultergurt	50,00
MS:AAZ1200-06	Hüft- bzw. Schultergurt für Recordertasche	11,00
IEM: M25485210	Mobil-O-Graph Pulswellenanalyse-Monitor, Basis-Paket	4500,00
	Mobil-O-Graph® – Der Pulswellen Analyse Monitor gibt Auskunft über wichtige, vitale Parameter der speziellen Belastungen des Alltags. Lieferumfang:wie ABD-Monitor, Bluetooth-Übertragungseinheit, Software Hypertoniemanagement	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
IEM: M25450220	ABD-Monitor Mobil-O-Graph, Basis-Paket	1645,00
	Bestehend aus: Mobil-O-Graph Recorder, Übertragungseinheit nach Wahl (Kabel, Infrarot oder Bluetooth), 3 Manschetten (S/M/L), blaue Tasche mit Gurt, Akku-Ladegerät mit 4 Akkus, Zentimetermaß, Schlauchverlängerung, Ereignisprotokolle, Tischgerät Stabil-O-Graph	
IEM:M25475210	ABD-Monitor Mobil-O-Graph, minimal	1320,00
	Bestehend aus: Mobil-O-Graph Recorder, 1 Manschette, Tasche, 4 Akkus	
IEM:M25560200	Manschette NG XS (14-21 cm)	71,50
IEM:M25561200	Manschette NG S (20 – 24 cm)	71,50
IEM:M25562200	Manschette NG M (24 – 32 cm)	81,80
IEM:M25563200	Manschette NG L (32 – 38 cm)	94,70
IEM:M25564200	Manschette NG XL (38 – 55 cm)	99,70
IEM:M25565200	Manschettensatz: 3 Manschetten nach Wahl	152,80
IEM:M25509200	Baumwoll-Oberarmschoner VE=50Stck	19,90
EL:NJ0022	LZ-Blutdruck-Recorder AGILIS und Zubehör	1290,00
	Oszillometrisches Messverfahren, Aufnahmezeit bis 52 Stunden, bis zu 250 Messungen pro Aufnahmezyklus, LCD-Display für Status- und Messwertanzeige, 1-Knopf-Bedienung, Programmierung über den PC, automatische Erkennung der Manschettengröße, Datenübertragung zum PC in Sekunden, Ausdruck eines benutzerdefinierten Reports Lieferumfang: Langzeit-Blutdruck-Recorder AGILIS mit Tasche, Schultergurt, Gürtel, Manschette (standard) Armumfang 25 - 35 cm, Fixierungspads, Batterien, Software-CD, RS-232-Verbindungskabel und Bedienungsanleitung	
EL:NJ018	Manschette (klein), Armumfang 18 - 27 cm	80,00
EL:NJ019	Manschette (standard), Armumfang 25 - 35 cm	80,00
EL:NJ020	Manschette (groß), Armumfang 33 - 40 cm	105,00
EL:NJ021	Manschette (extragroß), Armumfang 39 - 46 cm	105,00
EL:NJ008	Tasche Agilis	65,00