




Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**PATIENTENMONITORE**

**BEDSIDE-MONITORE**

NK:PVM-2701K	<b>NIHON KOHDEN PVM-2701</b> Patientenmonitor zur Überwachung von EKG, Puls, Respiration, SpO <sub>2</sub> , NIBD, Temperatur, 10,4 Zoll TFT Farbbildschirm, Touchscreen und Darstellung von 4 Kurven und 5 Parametern in verschiedenen Bildschirmlayouts, 120 Stunden Speicherung der numerischen und graphischen Trenddaten, 120 Stunden Full Disclosure einer EKG Kurve, Umfassende Arrhythmie-Analyse und Wiedergabe der gespeicherten Arrhythmieereignisse, PWTT (Pulse Wave Transit Time) pulswellenlaufzeit-abhängige Auslösung einer NIBD-Messung, integrierte bebilderte Hilfsfunktion Inklusive Akku und Zubehör	1999,00
		
NK:PVM-2703K	<b>NIHON KOHDEN PVM-2703</b> Wie PVM-2701 Zusätzlich mit einem Multikonnetektor zur Messung von CO <sub>2</sub> oder IBP ausgestattet.	2999,00
		

**Optional bieten wir Ihnen an:**

NK:X076	<b>Akku für PVM-27xx</b> ermöglicht bis zu 3 Stunden netzunabhängigen Betrieb	150,00
NK:WS-201P	<b>3-Kanal Thermokammschreiber für PVM-27xx</b> Drucker-Modul kann jederzeit nachgerüstet werden	425,00
NK:QI-202P-SK	<b>Netzwerkschnittstelle für PVM-27xx</b> - zur Einbindung des Patientenmonitors ins Netzwerk - Interbed-Funktion mit max. 8 Betten verfügbar - notwendig für die Einbindung in Ihre Schwesternrufanlage <b>Nicht verwendbar mit NK: QI-421PA!</b>	520,00
NK:QP-038P	<b>Softwareoption iNIBP</b> In Verbindung mit Yawara Cuff 2, misst NIBP schon beim Aufpumpen	175,00
NKD-ESCCO/PVM	<b>NIHON KOHDEN Software-Kit zur esCCO-Messung</b> esCCO™ (estimated Continuous Cardiac Output) neue Technologie zur nicht-invasiven Echtzeitmessung des Herzminutenvolumens mittels Pulswellenlaufzeit (PWTT). Keine laufenden Kosten durch zusätzliches Zubehör, Überwachung dieses Parameters liefert Informationen über hämodynamische und kardiovaskuläre Trends von Patienten	1000,00
		






Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:BSM-3763	<b>Life Scope VS mit NK-SpO<sub>2</sub> 15" Display</b>	4515,00
	<p>Touchscreen, Auflösung von 1048x768 Bildpunkten, Anzeige von bis zu 15 Kurven (frei programmierbar), Optionaler Tochterbildschirm als Slave-Screen oder Home-Screen konfigurierbar.</p> <p>Feste Parameter: EKG, Impedanz Respiration, NIBD, SpO<sub>2</sub>, Temperatur (2 Kanäle)</p> <p>Bis zu 3 frei wählbare Parameter: BISx, IBD, HZV, CO<sub>2</sub>-Hauptstrom (über Multi-Konnektor)</p> <p>Optionale Parameter: 8-Kanal EEG, Anästhesiegasmessung, CO<sub>2</sub> -Seitenstrom- Messung, externe Geräte</p> <p>24, optional 72 Stunden Speicherung der numerischen und graphischen Trenddaten,</p> <p>24, optional 72 Stunden Full Disclosure von bis zu fünf Kurven</p> <p>PWTT (Pulse Wave Transit Time) - pulswellenlaufzeitabhängige Auslösung einer NIBD-Messung</p> <p>Bett zu Bett Kommunikation (16 Betten)</p> <p>Optionaler Anschluss von bis zu zwei externen Geräten, Fernbedienung und 3-Kanal Thermokammschreiber</p>	
NK:BSM-3753	<b>Life Scope VS mit Nellcor SpO<sub>2</sub> und 15" Display</b>	5230,00
NK:BSM-3733	<b>Life Scope VS mit Masimo SpO<sub>2</sub> und 15" Display</b>	5660,00
NK:BSM-3562	<b>Life Scope VS mit NIHON KOHDEN SpO<sub>2</sub> 12,1" Display</b>	3660,00
	<p>Wie NK:BSM-3763</p> <p>Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten und einer Anzeige von bis zu 14 Kurven</p> <p>Bis zu 2 frei wählbaren Parametern: BIS, IBP, HZV, CO<sub>2</sub>-Hauptstrom (über Multi-Konnektor)</p>	
NK:BSM-3552	<b>Life Scope VS mit Nellcor SpO<sub>2</sub> und 12,1" Display</b>	4375,00
NK:BSM-3532	<b>Life Scope VS mit Masimo SpO<sub>2</sub> und 12,1" Display</b>	4800,00
NK:WS-371P	<b>3-Kanal-Thermokammschreiber für BSM-3000</b>	550,00
NK:X075	<b>Akku für BSM-3000</b>	175,00
NK:QI-372P	<b>Interface Board</b>	550,00
	mit RGB-Anschluss (für Tochterbildschirm), 2x Multilink-Konnektor zum Anschluss von externen Geräten und EKG/BD Ausgang	
NK:RY-910PA	<b>Fernbedienung für BSM-3000</b>	250,00





Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:BSM-6301	<b>NIHON KOHDEN Life Scope TR 10,4"-Touchscreen</b> Der Life Scope TR sorgt für kontinuierliche Überwachung, ohne beim Transport die Überwachungsparameter einzuschränken. Feste Parameter: EKG, Resp, NIBP, SpO2, Temp Frei wählbare Parameter über Multi-Konnektor: BIS, IBP, HZV, FiO2, CO2, Resp, Temp (Anzahl MULTI-Anschlüsse richtet sich nach der verwendeten Eingabe-Box) 15 Kurven frei konfigurierbar, bis zu 24h Trenddaten und Trendgraphen für alle überwachten Parameter, Anschlusskapazität von bis zu 5 externen Geräten Haupteinheit, Ohne Zubehör und Eingabegerät, optional Telemetrie- oder Netzwerkeinbindung	4510,00
		
NK:BSM-6501	<b>NIHON KOHDEN Life Scope TR 12"-Touchscreen</b>	5010,00
NK:BSM-6701	<b>NIHON KOHDEN Life Scope TR 15"-Touchscreen</b>	5350,00
NK:AY-661P	<b>Eingabegerät mit NK-SpO2, 1x Multi-Konnektor</b>	2350,00
NK:AY-663P	<b>Eingabegerät mit NK-SpO2, 3x Multi-Konnektor</b>	2680,00
NK:AY-651P	<b>Eingabegerät mit Nellcor-SpO2, 1x Multi-Konnektor</b>	2850,00
NK:AY-653P	<b>Eingabegerät mit Nellcor-SpO2, 3x Multi-Konnektor</b>	3180,00
NK:AY-631P	<b>Eingabegerät mit Masimo-SpO2, 1x Multi-Konnektor</b>	3050,00
NK:AY-633P	<b>Eingabegerät mit Masimo-SpO2, 3x Multi-Konnektor</b>	3380,00
NK:QM-600P	<b>Speicherkarte für lückenlose Datenspeicherung</b>	159,50
NK:WS-671P	<b>3-Kanal-Thermokammschreiber für BSM-6000</b>	550,00
NK:X075	<b>Akku für BSM-6000</b>	175,00
NK:RY-910PA	<b>Fernbedienung für BMS-6000</b>	250,00
NK:K935	<b>Nellcor SpO<sub>2</sub>-Verbindungskabel für Module AY-651/653 zu BSM-3000/6000/9100, JL-650P</b> Kabellänge 300cm	289,00
NK:K936	<b>Masimo SpO<sub>2</sub>-Verbindungskabel für LNOP-Sensoren zu BSM-3000/6000/9100, JL-630P</b> Kabellänge 600cm	289,00
NK:K937	<b>Masimo SpO<sub>2</sub>-Verbindungskabel für LNCS-Sensoren f. Module AY-631/33P zu BSM-3000/6000/9100, JL-631P</b> Kabellänge 300cm	289,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
<b>TRANSPORT-MONITOR</b>		
NK:BSM-1763	<b>NIHON KOHDEN Transportmonitor Life Scope PT</b> Mit Nihon Kohden SpO2-Technologie Der neue Life Scope PT, BSM-1700, Transportmonitor ist Nihon Kohden's einzigartige Lösung im intelligenten Patiententransport. Er fügt sich lückenlos in den klinischen Workflow ein. Der Life Scope PT ist mehr als nur ein kompakter leichter Transportmonitor. Auf einem 5,7" Display werden alle gemessenen Parameter in lesbarer Größe dargestellt. Beim Transport kann auf einen Transportmodus umgeschaltet werden,, mit einer abgespeckten Funktionalität, um auch den innerklinischen Transport durch weniger geschultes Personal zu gewährleisten. Es werden alle gemessenen Parameter in Echtzeit transportiert, es bestehen keine Limitationen, während des Transportes. Bei der Integartion in einen Nihon Kohden Monitor wird automatisch der Monitor und die Zentrale synchronisiert, ohne eine WIFI Verbindung beim Transport! Sein integrierter Akku mit 6 h Kapazität und seine Leichtigkeit machen ihn zum idealen Transportbegleiter.	5400,00
		
NK:BSM-1753	<b>NIHON KOHDEN Transportmonitor Life Scope PT</b> Mit Nelcor SpO2-Technologie	6000,00
NK:BSM-1733	<b>NIHON KOHDEN Transportmonitor Life Scope PT</b> Mit Masimo SpO2-Technologie	6600,00
NK:SB-170P	<b>Batterie für Transportmonitor Life Scope PT</b> 10,8V	450,00
NK:SC-170R	<b>Dockingstation für Transportmonitor Life Scope PT</b> Mit Batterieladefunktion und Netzwerkanbindung	1050,00
		
NK: DH-170P	<b>Befestigungsschale f. Transportmonitor Life Scope PT</b>	350,00
		
NK: DH-171P	<b>Adapter für DH-170P und SC-170R</b>	160,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**GERÄTEWAGEN UND HALTERUNGEN FÜR DEN PVM UND BSM**

	<p><b>Gerätewagen für PVM-27xx/BSM</b></p> <p>Höhe: 97 cm, mit Einschiebeplatte, 10 cm Rollen, 4,5 kg Gegengewicht, Handgriff und Korb                      Adapterplatte bitte separat bestellen!</p>	464,75
	<p><b>Gerätewagen für PVM-27xx, light duty</b></p> <p>Höhe: 112 cm, Aluminium-Gestell 53,3 cm Durchmesser, 7,6 cm Rollen (2 blockierend, 3 nichtblockierend), Einschiebe-Adapter mit festem Neigewinkel: 15 Grad, Korb mit Haken für Kabelmanagement, gummierter Griff                      Adapterplatte NKD-NK-0051-16 bitte extra bestellen!</p>	321,75
	<p><b>Normschienenhalterung für PVM-27xx</b></p> <p>8"/20,3 cm                      Mit Drehgelenk an Wandschiene und Drehpunkt an vorderem Ende des Arms                      Adapterplatte bitte separate bestellen!</p>	195,00 H
	<p><b>Kabelhaken</b></p> <p>Zweifach Kabelhaken für Kabelmanagement. Kompatibel zu allen M-Serie Halterungen.</p>	34,00
	<p><b>Wandhalterung für PVM-27xx</b></p> <p>Zur Befestigung an GCX-Wandkanal</p>	134,42

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:DI-270P	<b>Adapterplatte für PVM-2701/2703</b>	55,00
NK:DZ-270P	<b>Betthalterung für PVM-2701/2703/BSM-1700</b>	135,00
		
NKD-NK-0051-01	<b>VESA-Klemme für PVM-27xx</b> zur Befestigung des Monitors an Normschiene oder Patientenbett	159,00
		
NK:NKD-K-21555	<b>Kabelrechen an Normschiene</b>	139,00
		
GCX:10M-0005-01C	<b>Zubehörkorb an Normschiene</b> Abmaße: 30.5 x 20.3 x 15.2 cm (B x H x T)	129,00
		

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**ZUBEHÖR FÜR PATIENTENMONITORE NIHON KOHDEN:**

NK:K922	<b>EKG-Stammkabel für 3/6 Elektroden JC-906P</b>	130,00
	Kabellänge 3,0 m, zum Anschluss der Patienten kabel K910/K911/K912/K915 an den Patientenmonitor	
NK:K911	<b>EKG-Patientenkabel für 3fach-Ableitung BR-903P</b>	70,00
	Kabellänge 0,8 m, Klammeradapter	
ZM:15-3-NK	<b>EKG-Stammkabel für 3 Elektroden</b>	87,50
	Zum Anschluss von EKG-Einmalelektroden für Neonaten, 250cm Kabellänge	
NK:K931	<b>SpO<sub>2</sub>-Stammkabel JL-900P, 2,6m</b>	160,00
	zum Anschluss von Nihon Kohden SpO <sub>2</sub> -Sensoren an den Patientenmonitor	
NK:S902	<b>Anschlussschlauch für RR-Manschetten, YN-901P</b>	70,00
	f. Erwachsene und Kinder, Doppelschlauch, 3,5m, NK-Bajonettverschluss	
NK:S905	<b>Anschlussschlauch für Neonaten-Einmalmanschetten</b>	60,00
	YN-921P, Konussteckverbindung, 3,5m	
NK:P225F	<b>SpO<sub>2</sub>-Fingersensor TL-201T</b>	150,00
	Kabellänge 160 cm Körpergewicht >20 Kg	
NK:P225G	<b>SpO<sub>2</sub>-Multi-Site-Sensor TL-220T</b>	200,00
	Kabellänge 160 cm, Körpergewicht >3 Kg	ab 5 195,00
NK:P205A	<b>SpO<sub>2</sub>-Multi-Site-Y-Sensor TL-260T</b>	280,00
	Kabellänge 160 cm, für Säuglinge u. Neugeborene VE=5	




Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
NK:P260B	<b>Klebestreifen Typ L für Sensor P205A, VE=24</b>	64,00
NK:P260A	<b>Klebestreifen Typ S für Sensor P205A, VE=24</b>	64,00
ZM:2203-16ES	<b>SpO<sub>2</sub>-Ohrsensor für PVM-27xx</b> Kabellänge 160cm	135,00
		
R-2203-16plus	<b>Soft Tip SpO2-Fingersensor für Nihon Kohden</b> Erwachsene	200,00
		
NK:P310C	<b>SpO2-Fingerspitzen-Sensor TL-630T3</b> Kinder/Erwachsene (> 50kg), Kabellänge: 1.6m, für Langzeit-Anwendung, wiederverwendbar	150,00
		
NK:P311C	<b>SpO2-Fingerspitzen-Sensor TL-631T3</b> Kinder/Erwachsene (> 20kg), Kabellänge: 1.6m, für Langzeit-Anwendung, wiederverwendbar	150,00
		
NK:P263	<b>Einmal-Befestigungsstreifen für P310C/P311C</b> 90 Stück/Box	44,00
NK:P267	<b>Wiederverwendbare-Befestigungsstr. für P310C/P311C</b> 30 Stück/Box	45,00
NK:P256	<b>Ohrclip Adapter für NK:P205A</b>	50,00
		
NK:P204C	<b>SpO2 BluPRO-Sensor TL-273T (&lt; 3 oder &gt; 40 kg)</b> Finger / Zehe, Kabel 0.8m, Einmalgebrauch; 5 Stück/Box	80,00
NK:P204D	<b>SpO2 BluPRO-Sensor TL-274T (&gt; 3 - &lt; 20 kg)</b> Finger / Zehe, Kabel 0.8m, Einmalgebrauch; 5 Stück/Box	80,00
NK:P204A	<b>SpO2 BluPRO-Sensor TL-271T (&gt; 30 kg)</b> Finger / Zehe, Kabel 0.8m, Einmalgebrauch; 5 Stück/Box	70,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**Für die CO<sub>2</sub>-Messung mit dem PVM-2703 benötigen Sie:**

NK:P903	<b>CO<sub>2</sub>-Sensorkit TG-900P für intubierte Patienten</b> Expiratorisches CO <sub>2</sub> , inkl. P922A/K981	1025,00
		
NK:P907	<b>NIHON KOHDEN CapONE CO<sub>2</sub>-Sensor-Kit P907</b> für alle BSM (außer PVM-2701), Anschluss via Multi-Konnektor, keine Aufwärmzeit, schnelle Rückmeldung, Messung nach Hauptstromverfahren, für intubierte und nicht intubierte Patienten, Kabellänge 3,5m	1600,00
		
NK:P909	<b>CO<sub>2</sub>-Sensorkit für intubierte Patienten</b> quantitative Messung, expiratorisches und inspiratorisches CO <sub>2</sub>	1830,00
		
NK:P907	<b>NIHON KOHDEN CapONE CO<sub>2</sub>-Sensor-Kit P907</b> für alle BSM (außer PVM-2701), Anschluss via Multi-Konnektor, keine Aufwärmzeit, schnelle Rückmeldung, Messung nach Hauptstromverfahren, für intubierte und nicht intubierte Patienten, Kabellänge 3,5m	1600,00
		
NK:V921	<b>Mund-/Nasenadapter für CO<sub>2</sub>-Sensor-Kit P907</b> Für nicht intubierte Patienten, VE=30Stck	240,00
		
NK:V923	<b>Mund-/Nasenadapter für CO<sub>2</sub>-Sensor-Kit P907</b> Für nicht intubierte Patienten, mit Adapter für Sauerstoffbrille, VE=30Stck	240,00
		
NK:R804	<b>Tubus-Adapter für CO<sub>2</sub>-Sensor-Kit P907</b> Für intubierte Patienten, 4ml Totraum, VE=30Stck	200,00
		

**Ein breites Sortiment an Blutdruckmanschetten finden Sie ab Seite 154.**

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
<b>ZENTRALMONITORE</b>		
NK:CNS-9101	<b>NIHON KOHDEN Zentralmonitor CNS-9101-16</b>	5050,00
	<p>zur Überwachung von bis zu 16 Patienten Bestehend aus: PC-Einheit CNS-9101, Maus, Tastatur, Netz - und Displaykabel, 1 x VLC-912R Display, 24 Zoll Diagonale</p> <p>Die Nihon Kohden CNS-9101 Informationszentrale bietet eine zentrale kombinierte Echtzeit-Überwachung für den kostenbewussten Anwender. Sie ermöglicht eine lückenlose Überwachung aller Kurven, Trends, Alarme und numerischen Werte von drahtgebundenen und drahtlosen Nihon Kohden Patientenmonitoren und Telemetriesystemen.</p> <p>Leistungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeige: 1 bis 6 Spuren pro Patient (optional bis zu 48 Patienten)</li> <li>• Bildschirm: 1 oder 2 24 Zoll Breitbildschirme, non-touch</li> <li>• Wiedergabe: 768 Arrhythmie &amp; 7.200 ST-Wiedergaben</li> <li>• Datenspeicher: 120 Stunden inkl. Full-Disclosure</li> <li>• Vernetzung: Telemetrie, W-LAN, LAN</li> <li>• Einfache Alarmeinstellung der 8 Basis-Parameter</li> <li>• Verwaltung der Patientenmonitore ohne extra Server</li> <li>• 12-Kanal EKG-Analyse an der Zentrale</li> <li>• Ausdruck der Patientendaten über einen LAN-Drucker</li> <li>• Präzise ec1 Arrhythmie-Analyse</li> <li>• Optionaler Export der EKG-Daten an Nihon Kohden polaris.One</li> </ul> <p>Konnektivität: NetKonnnect, HL7 und VTrac</p> <p>Mit Hilfe des optionalen NetKonnnect können die Patientendaten in Echtzeit zu jeder Zeit und überall auf einem PC im Web-Browser angezeigt werden. Ebenso können Daten optional über HL7 ausgegeben werden. Somit ist eine Anbindung an KIS oder PDMS problemlos und kostengünstig möglich.</p>	
NK: QP-915P	<b>Software - Upgrade, von 16 auf 24 Patienten</b>	1080,00
NK: E/HP-401DNE	<b>Netzwerkklaserdrucker (s/w)</b>	279,00
		
NK:E/USV1400	<b>Backup USV 1400VA/700W, 6 Anschlüsse</b>	285,00
		

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**PATIENTENMONITORE MINDRAY**

	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 touch</b></p> <p>Zur Überwachung von EKG3/5, Mindray SpO2, NIBP, Temp, Resp 8,4" LCD 800x600 Pixel, einfache und schnelle Bedienung über Touchscreen, bis zu 120 Std. Trenddatenspeicher, max. 48 Std. Volldarstellung, Minitrend-Anzeige im Hauptbildschirm, „view other bed“-Funktion, integrierter RJ45-Netzwerk-, USB-, VGA-Ausgabeanchluss Lieferumfang: iMEC8, EKG-Kabel, NIBP-Manschette + Schlauch, SpO2-Fingersensor und -Adapterkabel, Bedienungsanleitung</p>	1990,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 touch, Drucker</b></p> <p>Ausführung mit Thermoschreiber</p>	2340,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 basic</b></p> <p>Ausführung ohne Touchscreen</p>	1690,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 basic, Drucker</b></p> <p>Ausführung mit Thermoschreiber, ohne Touchscreen</p>	2040,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 basic mit W-LAN</b></p> <p>Ausführung ohne Touchscreen, ohne Drucker, mit W-LAN</p>	2190,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 basic, Drucker, W-LAN</b></p> <p>Ausführung ohne Touchscreen, mit Drucker, mit W-LAN</p>	2540,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 touch mit W-LAN</b></p> <p>Ausführung mit Touchscreen, ohne Drucker, mit W-LAN</p>	2490,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 8 touch, Drucker, W-LAN</b></p> <p>Ausführung mit Touchscreen, mit Drucker, mit W-LAN</p>	2840,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 10 touch</b></p> <p>10,4" LCD, sonst wie iMEC8</p>	2290,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 10 touch, Drucker</b></p> <p>Ausführung mit Thermoschreiber</p>	2640,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 10 basic</b></p> <p>Ausführung ohne Touchscreen</p>	1990,00
	<p><b>Patientenmonitor iMEC 10 basic, Drucker</b></p> <p>Ausführung mit Thermoschreiber, ohne Touchscreen</p>	2340,00



Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
----------------	-------------	---------

**Zubehör und Optionen für iMEC-Serie:**

115-018012-00	Akku (Li-Ionen) für iMEC, 4500mAh	240,00
6800-30-51213	Software zur Datenspeicherung auf einem PC	89,00
045-000924-00	Rollständer für iMEC	322,00
045-000672-00	Wandhalterung für iMEC	252,00
8000-30-90169	Bettenhalterung für iMEC (Haken)	80,00
8000-30-90170	Bettenhalterung für iMEC (Klemme)	160,00

**VITALDATENMONITORE**

6011B-PA00027	MINDRAY Vitaldatenmonitor VS-600 NIBP, 2600mAh	650,00
6011B-PA00028	MINDRAY Vitaldatenmonitor VS-600 NIBP, 4500mAh	810,00
	<p>Der VS-600 ist ein Spot-Check-Monitor mit übersichtlichem Display zur NIBP-Überwachung von Erwachsenen Kindern und Neonaten. incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, Li-Ion-Akku</p>	
6011B-PA00031	Vitaldatenmonitor VS-600 NIBP, Mindr. SpO2 2600mAh	850,00
6011B-PA00032	Vitaldatenmonitor VS-600 NIBP, Mindr. SpO2 4500mAh	990,00
	<p>Der VS-600 ist ein Spot-Check-Monitor mit übersichtlichem Display zur NIBP- und SpO2-Überwachung von Erwachsenen Kindern und Neonaten. incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku</p>	
6011B-PA00033	Vitaldatenmonitor VS-600 NIBP, Nellcor SpO2 2600mAh	1150,00
6011B-PA00034	Vitaldatenmonitor VS-600 NIBP, Nellcor SpO2 4500mAh	1310,00
	<p>Der VS-600 ist ein Spot-Check-Monitor mit übersichtlichem Display zur NIBP- und SpO2-Überwachung von Erwachsenen Kindern und Neonaten. incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku</p>	
	<p>Beim <b>MINDRAY Vitaldatenmonitor VS-600</b> stehen weitere Geräteausstattungen mit <b>Temperatur</b> zur Verfügung</p>	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
6012B-PA00465	<b>MINDRAY Vitaldatenmonitor VS-900 NIBP</b>  <p>Touchscreenfunktionen auf einem großen konfigurierbaren Display mit Quick-Keys ermöglichen einen intuitiven Zugriff auf Basiselemente wie NiBP, SpO2 oder Temperatur. incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, Li-Ion-Akku</p>	1240,00
6012B-PA00471	<b>MINDRAY Vitaldatenmonitor VS-900 NIBP, Recorder</b> Mit eingebautem Recorder	1590,00
6012B-PA00481	<b>Vitaldatenmonitor VS-900 NIBP, Mindray SpO2</b> incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku	1710,00
6012B-PA00487	<b>Vitaldatenmonitor VS-900 NIBP, Mindr. SpO2, Recorder</b> incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku, Recorder	2060,00
6012B-PA00489	<b>Vitaldatenmonitor VS-900 NIBP, Nellcor SpO2</b> incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku	2150,00
6012B-PA00495	<b>Vitaldatenmonitor VS-900 NIBP, Nellcor SpO2, Recorder</b> incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku, Recorder	2500,00
6012B-PA01917	<b>Vitaldatenm. VS-900 NIBP, Mind. SpO2, WLAN, Record.</b> incl NIBP-Manschette, Verlängerungsschlauch, SpO2-Sensor, Li-Ion-Akku, Recorder, WLAN	2520,00
	Beim <b>MINDRAY Vitaldatenmonitor VS-900</b> stehen weitere Geräteausstattungen mit <b>Temperatur, WLAN</b> u.A. zur Verfügung	
045-001057-00	<b>VS600/900 Rollständer komplett</b> 	322,00
M09A-20-62124	<b>Schutzhüllen für Sensor SmarTemp</b> 20 Stk./Box	6,00
M09A-30-62128	<b>Schutzhüllen für Sensor SmarTemp</b> 100 Boxen, 20 Stk./Box	190,00