











Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
<b>SPIROMETER</b>		
MK:M913	<b>MEDIKRO Nano Spirometer</b>	999,00
	Medikro® Nano ist das weltweit kleinste Windows-kompatible Spirometer und wiegt nur 11 Gramm. Funktionen: VC, FVC, GDT, FV-Kurve, Hüllkurve, Beste Messung, Trend, Reportseite 1, Pre/Post, Netzwerk, pdf-Export Lieferumfang: Medikro Nano Einheit, Software, Druckschlauch, Nasenklammer, Tasche	
MK:M914	<b>MEDIKRO Primo Spirometer</b>	999,00
	Medikro® Primo entspricht den aktuellsten ATS/ERS Spirometrie-Standards und liefert dem Allgemeinmediziner zuverlässige Ergebnisse. Funktionen: VC, FVC, GDT, FV-Kurve, Hüllkurve, Beste Messung, Trend, Reportseite 1, Pre/Post, Netzwerk, pdf-Export Lieferumfang: Medikro Primo Einheit, Software, Druckschlauch, Nasenklammer, USB-Kabel 1,8m	
MK:M915	<b>MEDIKRO Pro Spirometer</b>	1599,00
	Medikro® Pro ist eine professionelle und effiziente Lösung für die PC-basierte Spirometrie. Der integrierte Medikro® Ambi Umgebungssensor erfasst automatisch Umgebungstemperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Funktionen: TV, VC, FVC, MVV, Kinder-Animation, GDT, VT-Kurve, VT6-Kurve, FV-Kurve, Hüllkurve, Einzelergebnisse, Beste Messung, Trend, Reportseite1-5, Pre/Post, pdf-Export, Lieferumfang: Medikro Pro Einheit inkl. integriertem Umgebungssensor, Software, Druckschlauch, Nasenklammer, USB-Kabel 1,8m	
MK:M915-Provo	<b>MEDIKRO Pro Spirometer</b>	1999,00
	MEDIKRO Pro Spirometer Softwareerweiterung Multiprovokation	
MK: M911	<b>MEDIKRO Ambi</b>	399,00
	Funktion: Automatische permanente Messung der Umgebungsvariablen. Kann für jedes Medikro Spirometer verwendet werden (ab Medikro Spirometrie Software 3.x) Lieferumfang: Medikro Ambi Unit	
MK:M9424-3L	<b>Kalibrierpumpe 3 Liter</b>	348,00
	zur regelmäßigen Überprüfung des Spirometers (Qualitätsmanagement der Arztpraxis)	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
MK:M9242-100	<b>SpiroSafe Einwegmesskopf für DX/USB</b>	149,00
	für Erwachsene und Kinder geeignet, aus ungiftigem Polyethylen. Geeignet für SpiroStar DX und USB i.V.m. Druckschlauch M9253-200, VE=100	
MK:M9256-100	<b>SpiroSafe Einwegmesskopf NEU für Primo/Nano/Pro</b>	139,00
	für Erwachsene und Kinder geeignet, aus ungiftigem Polyethylen. Geeignet für Medikro Primo, Nano und Pro i.V.m. Druckschlauch M9264-200, VE=100	
MK:M9253-200	<b>Druckschlauch für SpiroSafe ALT an SpiroStar DX/USB</b>	19,00
MK:M9264-200	<b>Druckschlauch für SpiroSafe NEU an Primo/Nano/Pro</b>	19,00
		
MS:AAG148002	<b>MEDSET PADSY-Spiro Mess-System Spirosound</b>	1500,00
	PC-basiertes Lungenfunktionssystem für die Aufnahme und Auswertung von Ruhe- und forcierter Spirometrie Durch das Ultraschall-Messprinzip-dem neuen Standard in der Lungenfunktionsdiagnostik- werden weder Aufwärmzeit benötigt, noch ist die tägliche Kalibrierung nötig. Lieferumfang: Spirometrie Sensor, Spirosound, Software PADSY Spiro, Nasenklemme (Silikon blau), Einmal-Atemrohr Kunststoff, USB-Kabel SpiroScout > Rechner, Spiralkabel Sensor > Basiseinheit (3 m), Installationsanleitung, Gebrauchsanweisung, Kurzbedienungsanleitung, 1 Zusatzlizenz Voraussetzung für PADSY-Spiro ist die aktuelle PADSY-Version	
MS: BAV6537	<b>Einmal-Atemrohr, Kunststoff, 50 Stück, SpiroScout</b>	67,00
		
MS: AAG147191	<b>Zusatzlizenz Spirometrie, Spirolight (PADSY-Spiro)</b>	50,00

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
ndd:2001-4	<b>EasyOne-Spirometrie im digitalen Zeitalter</b>	1409,00
 <p>2001 r</p>	<p>Die digitale Ultraschall-Technologie des EasyOne ermöglicht besonders schnelle, genaue und zuverlässige Messungen. Tägliche Kalibration und Reinigung gehören endlich der Vergangenheit an. Das EasyOne Modell 2001 bewährt sich gleichermassen beim Allgemeinmediziner, beim Facharzt, im Krankenhaus und in der Arbeitsmedizin. Es bietet den Vergleich der Messergebnisse mit wählbaren Sollwerten, Pre/Post Tests, automatische Interpretationshilfe, Qualitätskontrolle des Manövers und Vieles mehr. Das Gerät speichert bis zu 700 Messungen. Parameter: FVC, FIVC, IVC, VC, ERV, IRV, TV, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, MEF25%, MEF50%, MEF75%, MEF25-75, PEF, FET, PIF, MVV, Pre-Post % Änderung, u.A.</p>	
ndd:2700-3	<b>Easy on-PC</b>	1173,00
	<p>Bestehend aus: ndd TrueFlow Handsensor, EasyWarePro PC Software, 4 Spiretten, 1 Nasenklammer, CD, Umhängetasche</p>	
ndd:2040-2	<b>EasyWare 2007 PC Software USB</b>	507,00
	<p>Ermöglicht Datenübertragungen und Datenbankverwaltung von einem oder mehreren EasyOne Spirometern.</p>	
ndd:2050-1	<b>Spiretten für EasyOne</b>	67,00
	<p>VE=50</p>	
VI: 65003	<b>Vitalograph ALPHA IV</b>	1390,00
	<p>Automatische Test-Qualitätskontrolle sowie Interpretation, automatische Atemmanövererkennung, Prae-/Postmessung, integrierter Thermodrucker, USB-Schnittstelle, kein PC erforderlich.</p>	
VI:77703	<b>Vitalograph Pneumotrack USB</b>	1190,00
	<p>Ideal geeignet für die Allgemein- und Arbeitsmedizin. Auch Anforderungen der Pädiatrie werden bestens erfüllt. Das Vitalograph Pneumotrack-USB wird komplett mit attraktiver Hard- und Software geliefert und direkt an Ihren Laptop oder PC angeschlossen. Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus. Die Hygiene ist dank Bakterien-Viren-Filter optimal sichergestellt.</p>	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Preis/€
VI:63303	<b>NEUES Vitalograph micro</b>	590,00
	<p>liefert die wichtigsten Lungenfunktionen auf einem Blick                      deutliche LCD-Anzeige mit großen Symbolen                      Mit PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten                      inklusive Kurven als PDF (zum Ausdruck oder zur Ablage                      im Archivmodul der Praxissoftware)                      Abmessungen: 83 x 91 x 32mm                      Gewicht: 0,25 kg netto                      Spannung: 5V USB / 6V Batterie (4x 1,5 AAA-Batterien)                      Parameter: VC, FVC, FEV1, FEV1/VK, PEF, FEF25-75,                      FEF25, FEF50, FEF75 und mehr als 30 weitere Parameter                      (bis zu 8 gleichzeitig auswählbar)                      Lieferumfang: Gerät, PC-Software, serielles USB-Kabel,                      Batterien, 1 Nasenklemme</p>	
VI:28350	<b>Bakterien-Viren-Filter</b>	69,00
	<p>Karton zu 50 Stück                      Verhindert Kreuz-Kontamination, direkt oder über Adapter                      an vielen anderen Spirometern einsetzbar                      passend für Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed und                      Vistec</p>	
VI:28360	<b>Bakterien-Viren-Filter universal</b>	69,00
	<p>passend für Jaeger/CareFusion, Ganshorn und                      ZAN/nSpire, Custo (Spiro Mobile)</p>	
953-32028	<b>Pappmundstück für diverse Spirometer</b>	11,00
	VE=100	
953-31443	<b>Nasenklemme für diverse Spirometer</b>	2,50
		
VI:36020	<b>Kalibrierpumpe 3 Liter</b>	299,00
	<p>Ermöglicht Dokumentation der Messgenauigkeit gemäß                      Spirometrie-Standard innerhalb des Praxis-QM</p>	